




Les fiches schémas anatomiques





Accès aussi par le menu déroulant avec toutes les fonctions, dans le coin haut gauche du dossier patient...



⇒ Fenêtre appelée à partir de la fiche patient dans le groupe **"Bilans"** en cliquant sur l'icône représenté par un **"Crâne"** ou en développant le menu **"Bilans"**

⇒ Cet icône n'apparaît qu'en cas de connexion à partir de la fenêtre des profils utilisateurs





⇒ Choix du profil désiré

⇒ Entrez les codes d'accès

Onglet interface

Profils utilisateurs

Quitter Paramètres de gestion du cabinet Valider Aide

Nom de l'utilisateur : Docteur Ninon CREMONINI

Profil Interface Sécurité sociale Entêtes des ordonnances Entêtes des courriers

Orientation : Soins et prothèse

Schéma dentaire : Schéma dentaire trait

Barre d'icônes

Icônes de la fiche patient :

<input checked="" type="checkbox"/> Questionnaire médical	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de parodontologie	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de teinte
<input checked="" type="checkbox"/> Compte-rendus	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche cancéro	<input checked="" type="checkbox"/> Formulaires personnalisés
<input checked="" type="checkbox"/> Fiche ODF	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de dermatologie	<input checked="" type="checkbox"/> Fiches conseil
<input checked="" type="checkbox"/> Fiche ATM	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de laboratoire	<input checked="" type="checkbox"/> Cephalométrie
<input checked="" type="checkbox"/> Schémas anatomiques		

Dans la fiche patient :

afficher les codes et libellés des actes

afficher les commentaires sur plusieurs lignes

Ponctuer la saisie des actes par un son

Affichage personnalisé des actes

Masquer les informations médicales

Automatisation : Aller des feuilles de soins aux règlements

Aller des devis aux DEP

Arrondis : aucun arrondi

Photos : Affichage des photos Utiliser la palette d'images

Afficher la photo d'identité à l'ouverture du dossier

Divers

Utilisation du mini agenda Souhaiter l'anniversaire des patients

Utiliser le glossaire Fond d'écran


Chronométrer les durées des rendez-vous par l'ouverture des dossiers patients

Lettre d'information LOGOSw OnLine

ne pas compter les ouvertures de dossiers de moins de 5 mn

NC - Docteur Ninon CREMONINI <nouvel utilisateur >


Définissez l'aspect que prendra la fiche patient pour l'utilisateur



Icônes de la fiche patient :		
<input checked="" type="checkbox"/> Questionnaire médical	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de parodontologie	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de teinte
<input checked="" type="checkbox"/> Compte-rendus	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche cancéro	<input checked="" type="checkbox"/> Formulaires personnalisés
<input checked="" type="checkbox"/> Fiche ODF	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de dermatologie	<input checked="" type="checkbox"/> Fiches conseil
<input checked="" type="checkbox"/> Fiche ATM	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de laboratoire	<input checked="" type="checkbox"/> Cephalométrie
<input checked="" type="checkbox"/> Schémas anatomiques		
Dans la fiche patient :		
afficher les codes et libellés des actes		
<input checked="" type="checkbox"/> afficher les commentaires sur plusieurs lignes	<input checked="" type="checkbox"/> Ponctuer la saisie des actes par un son	
<input type="checkbox"/> Affichage personnalisé des actes	<input type="checkbox"/> Masquer les informations médicales	

- ⇒ Vous pouvez choisir **d'incorporer certains éléments facultatifs** dans l'environnement de travail
- ⇒ Pour qu'un élément soit actif, il suffit de cocher la case correspondante
- ⇒ Si un élément n'est pas coché, il sera inactif

Raccourci de paramétrage




⇒ L'icône **Outils** permet un accès direct au **paramétrage de la fiche patient**

⇒ Il suffira de cocher ou de décocher les éléments que l'on désire ou non voir apparaître





⇒ LOGOS_w vous permet
d'annexer au dossier d'un
patient des schémas
anatomiques que vous
pourrez annoter

⇒ Lorsque vous pénétrez dans cette fenêtre



Vous pouvez choisir


- ⇒ D'associer au dossier un nouveau schéma en cliquant sur l'icône "+"
- ⇒ Vous pourrez alors choisir l'un des modèles de schémas que vous avez définis et dont la liste apparaîtra dans une petite fenêtre




⇒ La petite fenêtre de choix d'un modèle de schéma vous permet

⇒ De **supprimer** un ancien modèle dont vous n'avez pas l'usage (icône "feu")

⇒ De **créer** un nouveau modèle à partir d'une image présente sur votre disque (icône "+")




⇒ Le modèle choisi apparaîtra dans la partie droite de la fenêtre





- ⇒ Pour un nouveau modèle créé → Donnez un nom à cette image et indiquez à quel fichier sur le disque elle correspond
- ⇒ Le format de ce fichier doit obligatoirement être **.BMP** ou **.PCX**
- ⇒ De préférence, cette image qui servira de base de dessin, doit être placée dans le répertoire **C:\WLOGOS1**

⇒ Le modèle choisi qui est apparu dans la partie droite de la fenêtre peut être personnalisé




⇒ Pour le personnaliser, vous pouvez alors cliquer sur l'icône "crayon de couleur" qui lancera le programme associé dans Windows au type d'image choisie (par défaut, Paint) et vous pourrez ainsi la personnaliser



⇒ En ce qui concerne
l'utilisation de Paint,
reportez-vous à la
documentation Windows



Vous pouvez choisir

⇒ De consulter un schéma déjà attaché au dossier du patient en cliquant sur la ligne correspondant à la date de sa création dans la liste de gauche



Vous pouvez choisir

- ⇒ De supprimer l'un de ces schémas en cliquant sur "feu"
- ⇒ Avec message de confirmation avant destruction



Vous pouvez choisir

⇒ D'imprimer un schéma en cliquant sur
"Imprimante"

