

# La Matériorvigilance

- ➡ Des matériaux utilisés en cabinet dentaire (gestion du stock)
- ➡ Des matériaux prothétiques
- ➡ Des dispositifs médicaux
- ➡ De la stérilisation

# En pratique

⇒ Avec un logiciel dentaire

Un paramétrage  
minutieux avant  
toute chose



Pénible, long à faire !...



Mais gain de temps par la suite




Un paramétrage bien fait

Le top pour l'activité  
quotidienne !...



# Gestion des dispositifs médicaux



⇒ Permet le recueil de toutes les pièces concernant les dispositifs médicaux dont vous devez assurer le suivi, conformément au décret 2001-1154 de décembre 2001 relatif à l'obligation

- \* De maintenance

- \* De contrôle de qualité des dispositifs médicaux

# Les dispositifs médicaux

Dispositifs médicaux

Quitter Ajouter Détruire Imprimer Aide

Nom: UNITE D'ASPIRATION

Description: ASPIRATION CHIRURGICALE VSA 300 DURR DENTAL

Fabricant: DURR DENTAL n° de série: WOLOTGF48Y6.155457

Localisation: CABINET ET MOTEUR SUR BALCON

Mise en service: 26/03/1999 Prochain contrôle: 23

26/03/1999	ACHAT 5380 € 06. LEASING SUR 4 ANS MISE EN PLACE
01/04/2003	FIN DU LEASING RACHAT 53 € 32
11/04/2010	CHANGEMENT DES TUYAUX POUR TUYAUX SOUPLES
01/08/2011	CHANGEMENT TUYAU ENTRE SUPPORT ET ASPIRATION
16/04/2012	REPARATION VIDANGE
09/07/2012	CHANGEMENT MOTEUR ASPIRATION

1 TURBINE FIBREE  
2 TURBINES FIBREES  
APPAREIL DE RADIOGRAPHIE  
ASPIRATEUR VAPEUR 2007  
ASSISTINA 301 PLUS (1998)  
ASSISTINA 301 PLUS 1998  
AUTOCLAVE AQUARIUS 40 B  
BRAS TELESCOPIQUE UNIT (1998)  
CLIMATISEUR (1984)  
CLIMATISEUR (2003)  
CLIMATISEURS (REBUT)  
CLIMATISEURS AERMEC (2005)  
CNIL LOGICIEL DENTAIRE  
COFFRE BOIS POUR COMPRESSEUR  
COMPRESSEUR DUO 5211 (2001)  
CONTRE ANGLE FIBRE BLEU (1998)  
CONTRE ANGLE FIBRE ROUGE (1998)  
CONTRE ANGLE FIBRE VERT (1998)  
CONTRE ANGLE VERT  
CRACHOIR DCI 6605 (1998)  
CRACHOIR PIECE ADAPTATION (1998)  
DECHETS AMAL GAME  
DECHETS MOUS  
DETARTREUR PIECE A MAIN EMS (2010)  
DETARTREUR ULTRA SONS (1998)  
ECLAIRAGE FARO S2000 (1998)  
ECLAIRAGE SCYALITTIQUE SUSPENDU  
ECLAIRAGE SCYALITTIQUE SUSPENDU (1998) (REBUT)  
ELECTRICITE GENERALE  
EXTINCTEUR  
FAUTEUIL DENTAIRE (1998)  
FENETRES DOUBLE VITRAGE CABINET  
IMPRIMANTE SCANNER HP (2010)  
INFORMATIQUE (ORDI AU REBUT EN 2008)  
LAVE LINGE LADEN EV 1297 (2007)  
LAVE VAISSELLE SIEMENS SK25210EU (2007)  
LECTEUR CARTE BANCAIRE  
LECTEUR CARTE VITALE  
MALAXEUR ALGINATE  
MEUBLES DENTAIRES  
MICRO MOTEUR (REBUT)  
MICRO MOTEUR BIEN AIR MC3 LK  
MOBILE PDAPHONE FRANCE TELECOM (REBUT EN 2008)  
MOBILIER DENTAIRE  
ONDULEUR  
ORDINATEUR CABINET BUREAU (REBUT)  
ORDINATEUR CABINET BUREAU 2  
ORDINATEUR CABINET SALLE DE SOINS

**Fenêtre principale**

Date: 23 Opérations Résultat

Intervenant Ref pièce justificative

Détail


Commentaire

Interventions Documents


⇒ L'icône "Quitter" pour sortir des dispositifs médicaux

⇒ L'icône "Ajouter" représenté par un œuf, pour créer une nouvelle fiche

⇒ L'icône "Détruire" représenté par une flamme, pour, après confirmation, détruire la fiche sélectionnée



3 icônes dans la partie supérieure gauche



# Attention

⇒ Ne détruire la fiche d'un dispositif médical qu'en cas d'erreur

⇒ Les fiches des dispositifs médicaux même sortis du cabinet doivent être conservées

Ce registre doit être  
conservé **cinq ans**  
après la fin d'exploitation  
du dispositif





Quitter



Ajouter



Détruire



Imprimer



Aide

2 icônes dans la  
partie supérieure  
droite

⇒ L'icône "Imprimer" pour obtenir  
l'édition de la fiche en cours

⇒ L'icône point d'interrogation  
conduisant à l'aide en ligne



# Icône Imprimer

Dispositifs médicaux



Quitter



Ajouter



Détruire




Imprimer



Aide

⇒ Un clic sur **"Imprimer"** déclenche l'impression de la fiche en cours

⇒ Un clic droit sur **"Imprimer"** donnant une prévisualisation de l'impression



⇒ Dans la partie gauche, la liste de tous les dispositifs référencés

⇒ Le positionnement du curseur sur une de ces lignes ouvre, dans la partie droite, la fiche signalétique du dispositif sélectionné qui comporte elle-même deux onglets :

⇒ Intervention


⇒ Documents

The screenshot shows the 'Dispositifs médicaux' application. On the left, a list of devices is displayed, with 'ASPIRATOR' selected. On the right, the 'fiche signalétique' for 'UNITÉ D'ASPIRATION' is shown, including details like description, manufacturer, location, and a history of interventions.

This close-up shows the bottom of the software interface. It features two tabs: 'Interventions' and 'Documents'. Two red arrows point to these tabs, indicating their function.

# Recherche d'un dispositif

⇒ Clic sur la **petite loupe**



⇒ Mettre **nom du dispositif** recherché

⇒ Ou se servir de **l'ascenseur à droite**


# Inversion de l'ordre alphabétique

⇒ Clic dans la barre du dessus

Le petit triangle  
tête en haut →  
ordre alphabétique



Le petit triangle  
tête en bas →  
ordre inversé





# L'onglet "Interventions"

Dispositifs médicaux

 Quitter
  Ajouter
  Détruire
  Imprimer
  Aide

Nom: UNITE D'ASPIRATION  
 Description: ASPIRATION CHIRURGICALE VSA 300 DURR DENTAL  
 Fabricant: DURR DENTAL n° de série: WOLOTFG48Y6155457  
 Localisation: CABINET ET MOTEUR SUR BALCON  
 Mise en service: 26/03/1999 Prochain contrôle:

26/03/1999	ACHAT 5380 € 06 LEASING SUR 4 ANS MISE EN PLACE
01/04/2003	FIN DU LEASING RACHAT 53 € 32
11/04/2010	CHANGEMENT DES TUYAUX POUR TUYAUX SOUPLES
01/08/2011	CHANGEMENT TUYAU ENTRE SUPPORT ET ASPIRATION
16/04/2012	REPARATION VIDANGE
09/07/2012	CHANGEMENT MOTEUR ASPIRATION

Date: 23 Opérations Résultat  
 Intervenant Ref pièce justificative  
 Détail  
 Commentaire






Interventions Documents



Nom: ECLAIRAGE SCYALITTIQUE SUSPENDU

Description: ECLAIRAGE FARO S 2000 BLANC

Fabricant: FARO n° de série:



Localisation: CABINET DENTAIRE

Mise en service: 20/02/1998  Prochain contrôle:  23


⇒ Mise en service

⇒ Prochain contrôle

Des petits icônes  
 "calendrier" à droite  
 des champs permettent  
 l'accès à un calendrier



Nom:	ECLAIRAGE SCYALITTIQUE SUSPENDU		
Description:	ECLAIRAGE FARO S 2000 BLANC		
Fabricant:	FARO	n° de série:	
Localisation:	CABINET DENTAIRE		
Mise en service:	20/02/1998	Prochain contrôle:	



⇒ Mise en place d'un lien avec le GEL (gestionnaire d'évènements LOGOSw), pour les dates de vérifications des dispositifs médicaux

 Imprimer
  Aide

Nom:

Description:

Fabricant:  n° de série:

Localisation:

Mise en service:   23
 
 Prochain contrôle:   23

➡ Les dispositifs apparaissent bien dans le GEL

Gestionnaire d'Evènements de LOGOS\_w

 Quitter
  Echus   23
 
 Imprimer la liste
  Aide

	Echéance	Mémo
Tous les évènements	10/01/2016	DECHETS AMAL - Local:
Utilisateurs	10/12/2015	EXTINCTEUR - L
Praticiens	27/07/2015	DECHETS MOUS - Local: NICE
Docteur Ninon CREMONINI	27/05/2015	TAD EX DENTAL LABO - POUR: Madame (882) - FAUX MOIGNON NON PRECIEUX SUR 25
	19/05/2015	TAD EX DENTAL LABO - POUR: Madame (3693) - REMONTAGE DENTS



- ⇒ La partie inférieure pour la saisie des interventions
  - ⇒ Clic sur " + " → saisie d'une nouvelle fiche d'intervention
  - ⇒ Remplissage des différents champs
    - ⇒ Date de l'opération
    - ⇒ Nature de l'intervention dans le champ "Détail"
    - ⇒ Etc ...
  - ⇒ Clic sur coche verte pour valider

Date: 11/05/2010 23 Opérations: Autre Résultat: Conforme

Intervenant: AZUR DENTELEC Ref pièce justificative:

Détail: CHANGEMENT SCYALITIQUE

Commentaire:

Interventions

Documents

⇒ Basculement des données dans la partie centrale de la fiche avec

⇒ Date de l'opération

⇒ Nature de l'intervention saisie dans le champ "Détail"

Nom: UNITE D'ASPIRATION  
Description: ASPIRATION CHIRURGICALE VSA 300 DURR DENTAL  
Fabricant: DURR DENTAL n° de série: WOLOTGF48Y6155457  
Localisation: CABINET ET MOTEUR SUR BALCON  
Mise en service: 26/03/1999 Prochain contrôle: [ ]

26/03/1999	ACHAT 5380 € 06 LEASING SUR 4 ANS MISE EN PLACE
01/04/2003	FIN DU LEASING RACHAT 53 € 32
11/04/2010	CHANGEMENT DES TUYAUX POUR TUYAUX SOUPLES
01/08/2011	CHANGEMENT TUYAU ENTRE SUPPORT ET ASPIRATION
16/04/2012	REPARATION VIDANGE
09/07/2012	CHANGEMENT MOTEUR ASPIRATION

Date: 09/07/2012 Opérations: Autre Résultat: [ ]  
Intervenant: AZUR DENTELEC Ref pièce justificative: [ ]  
Détail: CHANGEMENT MOTEUR ASPIRATION  
Commentaire: ECHANGE STANDARD

Interventions Documents

Date  23 Opérations  ▼ Résultat  ▼

Intervenant  Référence justificative

Détail

Commentaire

+ ✓ ↶ 🔥

Interventions Documents

⇒ Des "combo box" ⇒ choix des interventions

Opérations

-  
Maintenance  
Contrôle de qualité  
Autre

Résultat

-  
Conforme  
Arrêt  
Reprise  
A mettre en conformité

Date   23 Opérations   Résultat  

Intervenant  Ref pièce justificative

Détail

Commentaire

Interventions  Documents

- ⇒ Un clic sur l'icône "flèche rouge" pour annuler les dernières modifications faites sur la fiche en cours, avant son enregistrement dans la partie centrale
- ⇒ Un clic sur l'icône "Feu" permet de détruire une fiche sélectionnée

# L'onglet "Documents"

Dispositifs médicaux

Quitter Ajouter Détruire

Imprimer Aide

Nom: UNITE D'ASPIRATION

Description: ASPIRATION CHIRURGICALE VSA 300 DURR DENTAL

Fabricant: DURR DENTAL n° de série: WOLOTF48Y6155457

Localisation: CABINET ET MOTEUR SUR BALCON

Mise en service: 26/03/1999 Prochain contrôle:

01/10/2003	FACTURE PROFORMA	1\1.JPG
01/10/2003	FACTURE LEASING	1\2.JPG
01/10/2003	PLAN DE FINANCEMENT DEBUT	1\3.JPG
01/10/2003	PLAN DE FINANCEMENT FIN	1\4.JPG
29/09/2008	REMPLACEMENT MEMBRANES PISTON	1\5.JPG
02/06/2010	FACTURE CHANGEMENT TUYAUX ASPI	1\6.jpg
03/08/2011	CHANGEMENT TUYAU ENTRE SUPPORT ET ASPIRATION	1\7.pdf
21/05/2012	FACTURE SORTIE VIDANGE	1\8.pdf
09/07/2012	CHANGEMENT MOTEUR ASPIRATION	1\9.pdf

Description: FACTURE PROFORMA

Interventions Documents



⇒ La partie supérieure →  
identique à celle de l'onglet  
"Interventions"

Nom:	ECLAIRAGE SCYALITTIQUE SUSPENDU		
Description:	ECLAIRAGE FARO S 2000 BLANC		
Fabricant:	FARO	n° de série:	
Localisation:	CABINET DENTAIRE		
Mise en service:	20/02/1998	Prochain contrôle:	

⇒ Nom du dispositif

⇒ Description

⇒ Fabricant

⇒ N° de série

⇒ Localisation

⇒ Mise en service

⇒ Prochain contrôle

Nom:	ECLAIRAGE SCYALITTIQUE SUSPENDU		
Description:	ECLAIRAGE FARO S 2000 BLANC		
Fabricant:	FARO	n° de série:	
Localisation:	CABINET DENTAIRE		
Mise en service:	20/02/1998	Prochain contrôle:	



## ⇒ La partie inférieure

### ⇒ Champ "Description"

⇒ Pour identifier le document

⇒ Pour préciser la nature du document

⇒ Pour noter la présence dans tel ou tel endroit de rangement

⇒ Pour faciliter sa recherche ultérieure

Description FACTURE REVISION DES CLIMATISEURS



Interventions

Documents

Description FACTURE REVISION DES CLIMATISEURS



Interventions

Documents

# Si un scanner est branché

⇒ Clic sur "le scanner" pour scanner ces documents

⇒ Soit en image jpeg

⇒ Soit en fichier pdf

Description FACTURE REVISION DES CLIMATISEURS



Interventions

Documents



- ⇒ Après visualisation à l'écran du document scanné
- ⇒ Clic sur "coche verte" pour valider → intégration à la liste des documents

01/10/2003	FACTURE PROFORMA	1\1.JPG
01/10/2003	FACTURE LEASING	1\2.JPG
01/10/2003	PLAN DE FINANCEMENT DEBUT	1\3.JPG
01/10/2003	PLAN DE FINANCEMENT FIN	1\4.JPG
29/09/2008	REPLACEMENT MEMBRANES PISTON	1\5.JPG
02/06/2010	FACTURE CHANGEMENT TUYAUX ASPI	1\6.jpg
03/08/2011	CHANGEMENT TUYAU ENTRE SUPPORT ET ASPIRATION	1\7.pdf

Nom: UNITE D'ASPIRATION

Description: ASPIRATION CHIRURGICALE VSA 300 DURR DENTAL

Fabricant: DURR DENTAL n° de série: WOLOTGF48Y6155457

Localisation: CABINET ET MOTEUR SUR BALCON

Mise en service: 26/03/1999 Prochain contrôle:

01/10/2003	FACTURE PROFORMA	111.JPG
01/10/2003	FACTURE LEASING	112.JPG
01/10/2003	PLAN DE FINANCEMENT DEBUT	113.JPG
01/10/2003	PLAN DE FINANCEMENT FIN	114.JPG
29/09/2008	REPLACEMENT MEMBRANES PISTON	115.JPG
02/06/2010	FACTURE CHANGEMENT TUYAUX ASPI	116.JPG
03/08/2011	CHANGEMENT TUYAU ENTRE SUPPORT ET ASPIRATION	117.pdf
21/05/2012	FACTURE SORTIE VIDANGE	118.pdf
09/07/2012	CHANGEMENT MOTEUR ASPIRATION	119.pdf

Description: FACTURE PROFORMA

Interventions Documents

Pour revoir un document scanné

- Sélection
- Double clic

7.pdf - Adobe Reader

Fichier Edition Affichage Fegêtre Aide

1 / 1 67% Outils Commentaire

**DENTELEC**  
AZUR

S.A.R.L. AZUR DENTELEC ROMEO  
24 Avenue Henri Maréchal - "Le Minotaure"  
54020 NICE  
Tél. 84 93 84 81 86 - Fax 04 93 54 84 92  
E-mail : azurdentelec@wanadoo.fr - www.azurdentelec.fr  
Concessionnaire STEPH WEDER

CLIENT N° 80628

Docteur CREMONINI  
1 Bd François Suarez  
Le Roch-Palais  
06540 LA TRINITE

Facture N° 110801050 Date 01/06/2011 Technicien OZ

Références	Désignation	Quantité	P.U. HT	Montant HT
POUS	BL N° 110808010 du 01/06/2011 Inventaire du 20/01/2011 Reconstitution de l'usage entre le support et le support. Fourniture de tiges endossement Catalani dualChoc	2,00	24,72	49,44
MOLE	Moteur Phoenix Ivetek 3/2 110w	1,00	33,44	33,44
arrosant	Déplacement	1,00	41,82	41,82

Payé 3/8/2011  
1719546.

Total HT 124,70  
Total TVA 19,80 24,44  
Total TTC 149,14  
Net à payer en EUROS 149,14

AZUR DENTELEC ROMEO - SARL au capital de 3000 € - RCS 525 899 536 - SIRET 525 899 536 00051 - TVA Intr. FR07 525 899 536 - Code APE 7010Z

Fichier.pdf

4.jpg - Visionneuse de photos Windows

Semaine 4 - Jeudi 26 Janvier 2012 - 13:47

EDIC P MAGINI  
163 Chemin Barton  
06590 Contes  
Tél. 04 93 91 16 75  
Capital 412,8  
SIREN 302258800

Facture N° 190602

DATE 04/01/2012 CLIENT PADE  
1606010 5481 1

CREMONINI  
1 Bd François Suarez  
92040 LA TRINITE

MODE DE REGLEMENT: CHEQUE COMPTANT BÉCHERES: 1606010 MIN CDE: 1606010

REFERENCE	DÉSIGNATION	QUANTITE	P.U. HT	% REM	REMBE HT	MONTANT HT	TVA
	révision et recharge en gaz des	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	amortisseurs	1,00	810,00	0,00	0,00	810,00	2

Payé 1/10/2012  
160619670

Remarque: Veuillez de serrer deux écrous.  
Remarque pour paiement anticipé (sans remise):

BASES HT	REMBE	MT TVA	% TVA	JOUR	TOTAL	TOTAL TTC	ACCOMPTÉ	NET A PAYER
0,00	0,00	150,75	19,80	0,00	170,55	199,75	0,00	199,75

Fichier.jpg

Description FACTURE REVISION DES CLIMATISEURS



Interventions

Documents


⇒ L'icône "Feu" permet de supprimer un document

# Les images scannées sont lourdes

- ⇒ Pour **alléger** les sauvegardes quotidiennes
- ⇒ Sortir les documents scannés de la sauvegarde
- ⇒ Les mettre dans un répertoire séparé
- ⇒ Ne pas oublier d'en faire une sauvegarde régulière

⇒ Créer dans c:\


⇒ un dossier **WDISPOSITIFS**  
par exemple



⇒ Dans le dossier  
c:\WLOGOS1

⇒ Ouvrir  
LOGOS\_w.ini

⇒ Double clic




⇒ Dans la section [Privé]

⇒ Cherchez la ligne

Répertoire\_Docs\_Dispositifs=c:\WLOGOS2\Patients\Dispositifs


# Modifier la ligne Répertoire\_Docs\_Dispositifs

- ⇒ Effacer ce qui suit c:\
- ⇒ Remplacer par WDISPOSITIFS (le nom du répertoire créé)




```
WLOGOS1 | LOGOS_w - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?
Securite=2
Renommer Redim1=1
Déplacer Redim2=1
Copier Base_Médicaments=2
Publier Numerosalle=1
Envoyer FenPalPhotos=265,815,321,178
courrier Selection_Images=G:\DCIM\100PENTX\
Imprimer TimeoutRas=240
Support Selection_PhotosCourriers=C:\WPhotos\
ModeImport_Courriers=4
ModeImport_Photos=2
Répertoire_Docs_Dispositifs=c:\WDISPOSITIFS
ErreurConfiguration=1024
[SESAM_VITALE]
Id=SV01
Nombre_Praticiens=1
RendreCartevitale=1
[AGENT]
```

⇒ Puis Fichier - **Enregistrer** - Quitter




⇒ Dorénavant toutes les images scannées iront dans le dossier **WDISPOSITIFS**



# Attention en réseau

⇒ Le chemin ainsi indiqué doit être cohérent sur tous les postes



⇒ Donc faire la modification sur tous les postes



- ⇒ Dans c:\ on a WLOGOS1 et WLOGOS2
- ⇒ Par commodité pour récupérer **ces DOSSIERS indépendants**
- ⇒ Appelez ces DOSSIERS séparés de LOGOSw mais appartenant à LOGOSw → Wdispositifs, Wphotos etc.....

# Pour rapatrier les documents déjà scannés

- ⇒ Dans c:\WLOGOS2
- ⇒ Répertoire Patients
- ⇒ Répertoire Dispositifs
- ⇒ Contenu de Dispositifs : **Sélectionner tout - Couper - Coller dans c:\WDISPOSITIFS**





 Sauvegarder  Restaurer une sauvegarde précédente

### Destination de la sauvegarde

 F:\BACKUP

### Données à sauvegarder

- Données des patients (hors photos et documents)  
c:\wlogos2\patients
- Photos  
c:\wphotos
- Documents de stérilisation  
c:\wlogos2\patients\ster
- Documents des dispositifs médicaux  
c:\wdispositifs
- Docteur Ninon CREMONINI  
c:\wlogos2\prat



**Lors de la sauvegarde quotidienne,  
possibilité d'inclure ou d'exclure  
certains dossiers**

- Vérifier la sauvegarde
- Eteindre l'ordinateur  
à la fin